



Noa
by Doctoralia

Guía práctica para configurar tus plantillas en Noa Notes

Optimiza tus notas clínicas con el poder de la IA



¿Por qué es importante personalizar tus plantillas?


Con una buena configuración, Noa Notes puede ayudarte a generar notas clínicas precisas, organizadas y coherentes con lo que realmente sucede durante la consulta. Solo necesitas seguir tres principios clave:

1. Adaptar la plantilla a tu forma de trabajar
2. Usar instrucciones claras y breves
3. Mejorar la plantilla con el uso diario

1. Adapta la plantilla a tu estilo de consulta

Noa está aquí para facilitarte el trabajo, no para cambiar tu forma de atender. Por eso:

- Observa primero cómo sueles llevar la consulta.
- Crea tu plantilla a partir de ese flujo natural de conversación.
- Personalízala según tu especialidad o tus preferencias individuales.



2. Usa instrucciones claras, breves y comprensibles

La calidad del resumen de Noa depende de cómo escribas las secciones de la plantilla. Te damos algunos consejos:

Evita frases largas y enrevesadas

- ✓ Mejor: *Motivo de consulta*
- ✗ Evita: *Indique el motivo por el cual el paciente ha venido hoy a consulta*

Evita preguntas directas

Noa no es el paciente, por lo que las preguntas pueden confundirla.

- ✓ Mejor: *Antecedentes familiares*
- ✗ Evita: *¿Tienes antecedentes de enfermedades graves en la familia?*

Usa el lenguaje que sueles emplear en consulta.

No utilices tecnicismos innecesarios o muy específicos.

Solo añade contexto si es imprescindible.


Ejemplo:

Título: Hábitos alimenticios

Con contexto: Hábitos alimenticios: horario, cantidad y tipo de comidas, relación con la comida, etc.

No necesitas seguir un orden estricto.

Noa reorganiza el contenido en función de lo que se haya dicho. Si una sección no se menciona en consulta, simplemente no aparecerá en la nota.



Descripción de la visita del
20/12/2024

Comentarios

Historial médico

Síntomas

3. Mejora tu plantilla con el uso

¿No estás satisfecho con el resumen generado?

Puedes ajustar la plantilla y regenerar la nota sin necesidad de grabar otra sesión.

Pasos para hacerlo:

1. Entra en tu sección de Plantillas y edita lo necesario.
2. Vuelve a la nota original y haz clic en Cambiar plantilla.
3. Selecciona la nueva versión.

💡 Noa guarda toda la conversación. Si la información fue dicha, puede recuperarse.

4. ¿Prefieres un resumen muy corto?

Muchos profesionales quieren notas concisas. Aquí tienes una fórmula que funciona bien:

Ejemplo de instrucción dentro de la plantilla:

Motivo de consulta: Resume el motivo en una frase corta. No redactes. Ej: "Dolor epigástrico. Desde hace 2 semanas."

💡 Usa siempre "dos puntos" tras el título de la sección para separar el prompt del contenido.

5. ¿En qué idioma generará la nota?

La plantilla define el idioma de salida.

- ✓ Si la plantilla está en español, la nota saldrá en español.
- ✓ Si está en inglés, la nota será en inglés.

Si quieres forzar un idioma en una sección, puedes escribir:

Motivo de consulta: En inglés

6. Cómo lograr una grabación clara

Para que Noa capte todo lo necesario:

- Usa un solo dispositivo como fuente de audio (ordenador o móvil).
- Sitúa el dispositivo entre ambas personas.
- Habla claro y sin interrupciones.
- Comienza la conversación presentándote como doctor/a o profesional sanitario.

7. ¿Noa no generó una buena nota?


Revisa estos puntos:

- ✓ ¿Las secciones de la plantilla están claramente separadas?
- ✓ ¿Se habló con claridad y sin mezclar idiomas?
- ✓ ¿Se grabó con buena calidad de sonido y sin cortes de conexión?

Si todo esto está bien y sigue sin funcionar, puedes compartir con el equipo de Doctoralia:


- El resumen incorrecto
- El audio o transcripción completa

Así podremos ayudarte a revisar y mejorar la plantilla.



¿Necesitas ayuda para configurar tus plantillas?

Contacta con el equipo de Doctoralia.
Estamos aquí para ayudarte.



Tour guiado de Noa Notes, paso a paso:
<https://noa.ai/es-es/como-generar-notas>

